


INSTRUKCJA

- Optotypy OKULUS PLUS



1. Należy wydrukować tablicę
2. Największy rząd liter powinien mieć około 4cm
3. Pokój musi być dobrze oświetlony
4. Należy umieścić kartkę na ścianie (np.za pomocą taśmy) na wysokości oczu badanego
5. Odległość kartki od badanego to 3m
6. Jeśli badany używa okularów do chodzenia, to badanie musi wykonać w nich
7. Jeśli nie używa – badanie wykonuje bez okularów
8. Należy zasłonić oko badanego (najpierw lewe) np. za pomocą zasłonki (piratki)
9. Pacjent musi mieć swobodnie otwarte oczy, nie mrużyć i nie zamykać jednego oka
10. Badany zaczyna odczytywać znaki od największego, następnie odczytując coraz mniejsze znaki
11. Jeden rząd można zaliczyć, jeśli badany odczyta większość znaków z rzędu (np. 3 z 5)
lub wszystkie
12. Jeśli badany nie jest w stanie odczytać niższego rzędu lub odczytał połowę znaków źle
lub więcej, wtedy zapisujemy wartość przy rzędzie wyższym np. 0,6
13. Następny zasłanianie jest oko prawe i powtarzamy procedurę dla oka lewego
14. Po zbadaniu oka lewego powtarzamy badanie bez zasłony i przy patrzeniu jednego i drugiego
15. Po badaniach zapisujemy wartości dla oka prawego OP, lewego OL oraz prawego i lewego OPL
16. Kiedy pacjent jest młodszy i nie zna kierunków, może pokazywać ręką w którą stronę jest
zwrócona litera
17. W teście obrazkowym, można wydrukować kartę pomocniczą, aby dziecko mogło pokazywać
palcem, które obrazki widzi



0,1

K U L

0,3

U S P L

0,4

U S O K U

0,5

L I S T Y K

0,6

A I O P T O M

0,8

E T R I A C N

1,0

E

0,1

E M Э

0,3

Ш Э M E

0,4

M E Ш M E

0,5

Э M E Ш Э M


0,6

E Э Ш E Э M Ш

0,8

M E Ш Э E M Э

1,0



0,1



0,3



0,4



0,6



0,8



1,0

